

ULTRASOUND THERAPY

Biosonyc



Biosonyc es un flamante aparato por Ultrasonoterapia, caracterizado por su increíble sencillez del empleo y de la doble frecuencia de emisión, 1/3 MHz. Tanto el cabezal en dotación como el aparato, en efecto, puede trabajar ambas frecuencias indicadas para efectuar todos los tipos de aplicaciones superficiales y profundas, terapéuticas y de fisio-estética. Biosonyc contiene programas prefijados con parámetros más comunes y funciona a corriente eléctrica; además, esta dotado de una cómoda maleta de transporte para terapia a domicilio. Gracias al sistema COMBI es posible unir Biosonyc con otros aparatos por Magnetoterapia, Electroterapia e Ionoforesis e incluso otro Ultrasonidos.

Programas **Biosonyc*** (1Mhz)

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Atrofia ósea | 10. Espasmos Musc. |
| 2. Callo óseo | 11. Desgarros |
| 3. Osteitis y Periostitis | 12. Contracturas |
| 4. Retrasos de osificación | 13. Contusiones |
| 5. Artritis-artrosis | 14. Tenosinovitis |
| 6. Rigideces articular | 15. Tenovaginitis |
| 7. Distorsiones | 16. Epicondilitis |
| 8. Lumbalgia | 17. Periartriti |
| 9. Mialgias | 18. Bursitis |

+ 25 Protocolos libres
y de Fisio- Estética
(3Mhz)

* Bas y Pujol. Tlfno. 93.3209470.

Nota: el productor se reserva de efectuar modificaciones sin preaviso.

Características técnicas

| | |
|---------------------|---|
| ALIMENTACIÓN | 230V AC 50Hz |
| FRECUENCIA | 1 / 3 MHz |
| EMISIÓN | Continua, modulada (1/2, 1/5, 1/10) subacuático |
| POTENCIA | 0.1 ÷ 3 W/cm ² |

Dotación de base:

Biosonyc
Cable de alimentación
Cabezal 1/3 MHz Ø 45 mm
Gel por ultrasonidos
Manual de empleo en español
Maleta de transporte
